

Wiesanthal

Unser Lächeln hilft



Reha-Katalog






Lifta 

0611 / 99 00 3 - 0

Mit einem Lifta gewinnen Sie mehr Unabhängigkeit

Mit einem Lifta meistern Sie die Treppe wieder allein und ohne fremde Hilfe. Ihr Treppenlift bringt Sie sicher hinauf und hinunter. So bleiben Sie in Ihrem schönen Zuhause

und in Ihrer gewohnten Umgebung. Wie zuvor können Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn pflegen oder gute Freunde besuchen.



Darüber hinaus bietet Ihnen Lifta viele Vorteile, die Ihnen so kaum ein Anderer bieten kann

- Lifta hat die größte Modellauswahl in Deutschland
- Lifta bietet unterschiedliche Schienensysteme und findet für nahezu jede Treppe eine individuelle Lösung
- Lifta ist mit über 200 Experten deutschlandweit in Ihrer Nähe vertreten
- Der Lifta Kundendienst ist 365 Tage/24 h für Sie erreichbar
- Über 130.000 installierte Lifta Treppenlifte und die sehr hohe Zufriedenheit unserer Kunden sprechen für sich und für Lifta

Sprechen Sie uns gerne an!



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Bad & WC	2 - 10
Rollator	11 - 14
Gehhilfe	15
Häusliche Pflege	16 - 20
Rollstuhl	21 - 24
Scooter	25
Alber Mobilitätshilfen	26 - 29
Sitzen & Liegen	30 - 32



Badewannenbrett



Dubastar Badebrett 74 x 35 cm oder 69 x 30 cm
weiß mit Haltegriff
belastbar bis 150 kg
HMV 04.40.02.0011
Art.-Nr.: MEY 301291-2 / MEY 301290-2



Badewannendrehstuhl

Badewannendrehstuhl mit Rückenlehne
weiß mit Hygieneausschnitt
drehbar um 360 Grad
HMV 04.40.02.3009
Art.-Nr.: BFF ARUBA



Badewannenlift

Technische Daten	
Gesamtgewicht ohne Handbedienteil	10,8 kg
Gewicht Sitz	6,6 kg
Gewicht Rückenlehne	4,2 kg
Gewicht Handbedienteil	0,4 kg
Belastbarkeit	140 kg
Rückenlehne absenkbar bis	40°

Badewannenlift Aquatec Orca, weiß
mit absenkbarer Rückenstütze
HMV 04.40.01.0062
Art.-Nr.: SCT ORCA



- Robuster Rahmen mit verstärkter Hubschere
- Lithium-Ion Akkuzellen auf Manganbasis: besonders tiefentladesicher, kein Memory-Effekt
- Einfache & schnelle Reinigung durch glatte Oberflächen
- Ergonomisches, schwimmfähiges Handbedienteil - liegt sicher in der Hand
- Wartungsfreies Antriebssystem



Duschhocker



Duschhocker ohne Hygieneausschnitt
höhenverstellbar mit Saugfüßen
belastbar bis 136 kg
HMV 04.40.03.1000
Art.-Nr.: BAD 089

Bad & WC

Duschhocker

Duschhocker mit Armlehnen und Hygieneausschnitt
höhenverstellbar 46 - 53 cm, belastbar bis 120 kg
Sitzbreite: 40 cm, Sitztiefe: 40cm
HMV 04.40.03.1007
Art.-Nr.: DIZ 411223



Duschhocker mit Saugfüßen und Hygieneausschnitt
höhenverstellbar, belastbar bis 135 kg
HMV 04.40.03.1000
Art.-Nr.: BAD 090

Duschhocker Delphi
höhenverstellbar
belastbar bis 180 kg
HMV 04.40.03.1002
Art.-Nr.: EDR 5401



Duschstuhl



Duschstuhl mit Saugfüßen und Hygieneausschnitt
7-fach höhenverstellbar 38 - 53 cm
belastbar bis 100 kg
HMV 04.40.03.2000
Art.-Nr.: *BAD 088*

Duschstuhl mit Armlehnen und Hygieneausschnitt
höhenverstellbar 46-53 cm
Sitzbreite: 40 cm, Sitztiefe: 40 cm
weiß, belastbar bis 120 kg
HMV 04.40.03.2010
Art.-Nr.: *DIZ 411222*



Duschstuhl mit Saugfüßen
höhenverstellbar
belastbar bis 135 kg
HMV 04.40.03.2000
Art.-Nr.: *BAD 087*

Bad & WC

Haltegriff



Haltegriff Edelstahl 45 cm
HMV 04.40.05.1900
Art.-Nr.: MEY 251201-2




auch in folgenden Größen erhältlich:
30cm, 60cm, 90cm

Haltegriff zum Kleben 30 cm
HMV 04.40.05.0900
Art.-Nr.: ETC 81707210



Saughaltegriff 45 cm Stileo (H171)
HMV 04.40.05.0900
Art.-Nr.: INV 1526476

Saughaltegriff 55 cm Stileo (H172)
HMV 04.40.05.0900
Art.-Nr.: INV 1546226



Badewanneneinstiegshilfe



Badewannen-Einstieghilfe „Extra“
HMV 04.40.05.0011
Art.-Nr.: BAD 060



- Edelstahl lackiert, korrosionsbeständig
- Griffhöhe über Wannenrand ca. 16 cm
- Ca. 50 x 46 cm
- Griffbreite: 29 cm
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Passend für handelsübliche Badewannen mit einer Randstärke von ca. 4 - 9,5 cm

Badewannen-Einstieghilfe mit Softgriff
HMV 04.40.05.0012
Art.-Nr.: BAD 065



- Stahlrohr, pulverbeschichtet
- Griffhöhe über Wannenrand ca. 37 cm
- Max. Belastbarkeit: 10 kg
- Ca. 15 x 49 cm
- Passend für handelsübliche Badewannen mit einer Randstärke von ca. 8 - 17 cm



Bad & WC

Toilettensitzerhöhung



Toilettensitzerhöhung 10 cm
weiß
HMV 33.40.01.0061
Art.-Nr.: BAD 1111

Toilettensitzerhöhung mit Deckel und zwei Armlehnen
weiß, höhenverstellbar
HMV 33.40.01.3013
Art.-Nr.: BAD 1000



Toilettenstuhl

Toilettenstuhl mit Eimer und Abdeckplatte
HMV 18.46.02.0058
Art.-Nr.: ORT 308098



Technische Daten	
Raddurchmesser	12,5 cm
Überfahrbare Toilettenhöhe	41 cm
Sitzbreite	45 cm
Sitztiefe	44 cm
Sitzhöhe	53 cm
Gesamtbreite	56 cm
Gesamttiefe	92 cm
Gesamthöhe	96 cm
Höhe Rückenlehne	20 cm



- abnehm- bzw. abschwenkbare Beinstützen
- hochklappbare Armlehnen
- 4 schwenkbare Räder, davon 2 mit Feststellbremse
- Raddurchmesser: 125 mm
- Sitzplatte: pflegeleichter ABS Kunststoff
- max. Belastung: 120 kg
- Stuhlgewicht: 14,6 kg

Bad & WC

Duschoilettenstuhl



Duschoilettenstuhl Levina 320-2
5 Zoll Schwenkrollen
HMV 18.46.01.2018
Art.-Nr.: DIZ 140021

Duschoilettenrollstuhl

Duschoilettenrollstuhl Levina 400-2
24 Zoll Räder
HMV 18.46.01.0022
Art.-Nr.: DIZ 140022



Rollatorschirm



Für jeden Rollator den passenden Schirm

Rollator

Rollator LR56
HMV 10.50.04.1146
Art.-Nr.: TRE 14000082



- Farbe: silber
- Max. Benutzergewicht: 120 kg
- Größte Länge: 67 cm
- Größte Breite: 60 cm
- Gewicht: 7 kg

Rollator

Rollator

Rollator Migo
HMV 10.50.04.1200
Art.-Nr.: EDR MIGO



- Farbe: silber
- Sitzhöhe: 60 cm
- Max. Benutzergewicht: 130 kg
- Größte Länge: 61 cm
- Größte Breite: 58 cm
- Gewicht mit Rädern und Korb: 9,1 kg



Rollator Taima
HMV 10.50.04.1175
Art.-Nr.: DIZ 200059



- Größe: M
- Farbe: braun metallic
- Griffhöhe: 79-95 cm
- Max. Benutzergewicht: 150 kg
- Größte Länge: 68 cm
- Größte Breite: 63 cm
- Sitzhöhe: 59 cm
- Gewicht: 6,5 kg

Rollator

Rollator



Carbon Rollator Athlon SL
HMV 10.50.04.1228
Art.-Nr.: RHA CRWHL600



- Größe: L (Large)
- Farbe: Yachtweiß oder Mattgrau
- Empfohlene Körpergröße: 150-200 cm
- Max. Benutzergewicht: 150 kg
- Größte Länge: 68 cm
- Größte Breite: 61 cm
- Sitzhöhe: 62 cm
- Durchmesser Vorder-/Hinterrad: 20 cm
- Gewicht ohne Tasche: 5,2 kg

Rollator Olympos
HMV 10.50.04.1162
Art.-Nr.: TPR 814300



- Größe: M (medium)
- Farbe: dunkelgrau
- Empfohlene Körpergröße: 150-195 cm
- Max. Benutzergewicht: 150 kg
- Größte Länge: 76 cm
- Größte Breite: 70,5 cm
- Sitzhöhe: 60 cm
- Durchmesser Vorder-/Hinterrad: 27,5 cm / 22,5 cm
- Gewicht mit Rädern und Korb: 8,9 kg

Rollator

Rollator

Rollator Carbon M
HMV 10.50.04.1204
Art.-Nr.: BES 6452910



- Sitzbreite: 45 cm
- Sitzhöhe: 60 cm
- Gesamthöhe mit Schiebegriffen 86 - 96 cm
- Anzahl Verstellmöglichkeiten: 5-fach
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gesamtlänge: 70 cm
- Leergewicht (ohne Zubehör): 5 kg
- Maximale Belastung: 136 kg
- Maximale Belastung Netztasche: 5,0 kg



Indoor Rollator Let's go
HMV 10.50.04.1900
Art.-Nr.: RUS 11449000



- Griffhöhe: 83-94 cm
- Gesamthöhe mit Schiebegriffen: 83-94 cm
- Gesamtbreite: 54 cm
- Gesamtlänge: 63 cm
- Leergewicht (ohne Zubehör): 6,5 kg
- Maximale Belastung: 100 kg

Rollator

Gehbock

Gehbock faltbar
höhenverstellbar 73-82cm / 82-92cm
Belastbar bis 130 kg
HMV 10.46.01.0008
Art.-Nr.: ORT 091199



- Gesamtbreite: 53cm
- Maße gefaltet: 83x53x11cm (LxBxH)
- Gewicht: 2,3 kg



Vierfußgehhilfe



Vierfuß-Gehhilfe Aluminium Kunststoff
höhenverstellbar ca. 73 - 93 cm
belastbar bis 100 kg
HMV 10.50.01.3004
Art.-Nr.: KRA 210400

Gehhilfe

Pflegebett



- Bett mit Holzumbau (Buche Dekor)
- Inkl. Aufrichter und Seitenteile
- 4-geteilte Liegefläche
- Rücken- und Oberschenkellehne elektrisch verstellbar
- 24-Volt Antriebssystem
- Liegefläche: 90 x 200 cm
- Stellfläche Länge 220 cm; Breite 105 cm
- Liegehöhenverstellung 40 bis 80 cm

Pflegebett Dali II
elektrisch höhenverstellbar
belastbar bis 145 kg (Patientengewicht)
HMV 50.45.01.1179
Art.-Nr.: MOE 350004D



Häusliche
Pflege

Beistelltisch



Beistelltisch fahrbar
Farbe: walnuss
HMV 50.45.04.0008
Art.-Nr.: MOE 9000B



Beistelltisch fahrbar
Farbe: weiß
HMV 50.45.04.0023
Art.-Nr.: MOE 9000


Krankenaufrichter




Krankenaufrichter
4-Fuß mit Haltegriff
Farbe: grau lackiert
Gewicht: 15 kg
Tragkraft: 90 kg
Maße: 83 x 75 x 170 cm (BxTxH)
HMV 19.40.02.2021
Art.-Nr.: KRA 208040

Häusliche
Pflege

Einlegerahmen



Einlegerahmen AKS B4
elektrisch verstellbar
Maße: 90/100 x 190/200 cm
4-geteilte Liegefläche
HMV 50.45.03.0021
Art.-Nr.: MOE 350019



Der Hebeflegerahmen wurde für den Einsatz im vorhandenen Bettrahmen zu Hause entwickelt. Die praktikable Alternative zum klassischen Pflegebett. Das wohnliche Umfeld bleibt erhalten, der Komfort steigt und die tägliche Pflege wird merklich erleichtert.

Häusliche
Pflege

Patientenlift



Patientenlift Foldy
HMV 22.40.01.0049
Art.-Nr.: AKS S80011



Der AKS-Foldy ist einer der meistverkauften Patientenlifter im häuslichen Bereich. Der AKS-Foldy verfügt über einen abnehmbaren Akkukasten und ist somit für den Einsatz im stationären Bereich optimiert worden. Das umfangreiche Zubehör an Liftertüchern, Waagen und Bügeln macht den AKS-Foldy zu einem der flexibelsten Hilfsmitteln in diesem Einsatzbereich.

Häusliche
Pflege

Aufstehlift



Aufstehlift Torneo II
HMV 22.40.01.1034
Art.-Nr.: AKS 82112



- Schonendes Aufrichten und Absetzen von Personen
- Sicherer Transfer in stehender und sitzender Position
- Kompakte Maße - auch für kleine Personen und Kinder verwendbar
- Einsatz in kleinen Räumen und schmalen Türen
- hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche
- Notaus-Schalter bei elektrischen Störungen
- hohe Standfestigkeit durch mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel

Häusliche
Pflege

Standard Rollstuhl

Standardrollstuhl Breezy UniX²
HMV 18.50.02.0119
Art.-Nr.: SOP UNIX44TB



Technische Daten	
Sitzbreite:	38 - 50 cm
Sitztiefe:	42 cm
Sitzhöhe:	47 - 51 cm
Sitzwinkel:	3°
Rückenhöhe:	40 - 42 cm
Gesamtbreite:	Sitzbreite +20 cm
Gesamtlänge:	109 cm
Gesamthöhe:	97 cm
Faltmaß:	31 cm
Rahmenmaterial :	Stahl
Produktgewicht:	ab 18 kg
Maximales Benutzergewicht:	125 kg
Rahmenfarben:	Brillantsilber



Der Standardrollstuhl UniX² bietet serienmäßig zwei Sitzhöhen und wurde für eine bessere Haltbarkeit mit einem komplett geschweißten Rückenrohr ausgestattet. Breitere, vorne abgerundete Armlehnen und weniger Kunststoff sorgen für eine klare Optik des Rollstuhls. Dank des X-Family² Gleichteileprinzips ist der Standardrollstuhl UniX² kompatibel mit allen anderen Produkten der Breezy XFamily².

Rollstuhl

Leichtgewichtrollstuhl



Leichtgewichtrollstuhl Breezy PariX²
HMV 18.50.02.2114
Art.-Nr.: SOP PARIX43TB

Technische Daten	
Sitzbreite	38-52 cm
Sitztiefe	41,5 oder 44 cm
Sitzhöhe	46 - 51 cm
Sitzwinkel	3°
Rückenhöhe	41 - 43 cm
Gesamtbreite	Sitzbreite + 20cm
Gesamtlänge	106 cm
Gesamthöhe	95 cm
Faltmaß	30 cm
Rahmenmaterial	Stahl & Aluminium
Produktgewicht	ab 16,6 kg
Maximales Benutzergewicht	125kg
Rahmenfarbe	Brillantsilber



Der Standardrollstuhl PariX² verdankt seine Bezeichnung als Leichtgewichtrollstuhl einem Gesamtgewicht ab 16,6 kg. Das stabile Gefährt aus hochwertigem Stahl und Aluminium kann dennoch mit bis zu 125 kg belastet werden und ist durch seine gute Verarbeitungsqualität den Herausforderungen des Pflegealltags gewachsen.

Was den Leichtgewichtrollstuhl auszeichnet ist der gute Anpassungsgrad an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers. So ermöglicht beispielsweise die - Achsplatte diverse Sitzhöhen für eine optimale Sitzposition. Außerdem eignet sie sich auch als Radstandsverlängerung.

Rollstuhl

Pflegerollstuhl

Multifunktionsrollstuhl Breezy Relax²
HMV 18.50.02.7053
Art.-Nr.: SOP 069003-2

Technische Daten	
Gesamtbreite	Sitzbreite + 24 cm
Gesamtlänge	111 cm
Gesamthöhe	95 cm
Sitzbreite	41/46/51 cm
Sitztiefe	42 - 50 cm
Sitzhöhe	45 - 50 cm
Sitzwinkel	-3 bis +22 Grad
Rückenhöhe	52,5 - 60 cm
Rückenwinkel	0 bis 35 Grad
Antriebsräder	24 Zoll
Lenkräder	8 Zoll
Gewicht	ab 34 kg
Belastbarkeit	145 kg



- Hohe Funktionalität und Langlebigkeit
- Nach ISO-Norm als Sitz in Fahrzeugen zum Patiententransport geeignet
- Viele Einstellmöglichkeiten
- Ideal für den Pflegealltag durch Belastbarkeit und Verarbeitungsqualität
- Schonung typischer Druckstellen durch anatomisch angepasste Rückenlehne, angenehme Kniepolster und tiefenverstellbare Armpolster
- Perfekter Halt durch Abduktionskeil des Sitzes

Rollstuhl

Elektrorollstuhl



Elektrorollstuhl iChair Mc2
HMV 18.50.04.0125
Art.-Nr.: MEY 1.611

Technische Daten	
Sitzbreite in cm	38 - 65
Länge mit Fußstützen in mm	1130
Breite fahrbereit in mm	590 - 690
Höhe ohne Kopfstütze in mm	930 - 1130
Transportmaße Länge in mm	830
Transporthöhe min. in mm	570
Hindernishöhe max. in mm	70
Wenderadius in mm	840
Transportleergewicht min. in kg	100
Personengewicht max. in kg	160
Fahrgeschwindigkeiten km/h	6 - 10
Motorleistung W	2 x 220 / 2 x 300
Max. Fahrstreckenleistung	25-40
Zulässige Steigungen / Gefälle	15 %



- Der neue wendige Elektrorollstuhl für den Innen- und Außenbereich überzeugt mit durchdachten Ausstattungsmerkmalen und einem frischen Design
- Außenbereich: Unterstützung für Langzeitsitzen durch gute Hinterradfederung
- Innenbereich: kompaktes Fahrwerk mit integrierten Antikipprollen erleichtert die Nutzung in engen Räumen

Rollstuhl

Scooter

Scooter Agin
HMV 18.51.05.1018
Art.-Nr.: DIZ 100120




Technische Daten	
Farbe	Silber
Sitzhöhe	47,5/50/52 cm
Gesamtbreite	Ab 60,5 cm (SB 46)
Gesamtlänge	127 cm
Max. Belastbarkeit	140 kg
Bereifung	10 Zoll
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	25 km (34 Ah)
Max. Steigfähigkeit	14 %
Ladezeit ca.	7,5 h
Gesamtgewicht inkl. Batterien	81 kg
Wenderadius	147 cm
Bereifungsgröße	10 Zoll



Der kompakte, wendige und sehr komfortable „Agin“ mit hoher Manövrierfähigkeit und ca. 42 km Reichweite sorgt für beste Mobilität im Alltag. Die Geschwindigkeit lässt sich stufenlos regulieren und über die ergonomisch geformten Wippen leicht dosieren. Ein drehbarer Kapitänssitz zum bequemen Auf- und Absteigen gehört ebenso dazu wie die komplette Sicherheitsauslastung.

Scooter

Zusatzantrieb



E-Fix E35
HMV 18.99.05.1018
Art.-Nr.: H+A 1566180

Technische Daten	
Akkus	36 V, 6,0 Ah, 216 Wh
Betriebsspannung	36 V
Geschwindigkeit	0,5 - 6 km/h
Steig- und Bremsfähigkeit	bis 20% (Grenzwerte des Rollstuhlherstellers beachten)
Reichweite	bis 16 km
Radabmessung	22" oder 24"
max. Personengewicht	120 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht	170 kg
Akku-Pack	2,1 kg
Antriebsrad	2 mal 7,9 kg
Bediengerät	0,6 kg
Schnittstelle	0,8 kg
Gesamtgewicht	19,3 kg




Ihr Rollstuhl lässt sich mit dem E-Fix kinderleicht steuern. Die Geschwindigkeit stellen Sie am griffgünstigen Regler stufenlos von 0,6 bis 6km/h ein.

Auch sonst bietet Ihnen das kleine Bediengerät großen Fahrkomfort. Sein klares, beleuchtetes Farbdisplay liefert alle wichtigen Informationen, wie Akku-Ladung und Geschwindigkeit auf einen Blick.

Die zwei leisen, aber leistungsstarken Antriebe machen den E-Fix sowohl im Außen- als auch im Innenbereich zum idealen Begleiter. Einerseits auf der Stelle drehen und auf engstem Raum rangieren, andererseits aber kraftvoll und sicher Steigungen zu bewältigen.

Zusatzantrieb



Viamobil Schiebehilfe V25
HMV 18.99.04.1023
Art.-Nr.: H+A 1521003



Technische Daten	
Akkus	36 V, 6,6 Ah, auslaufsicher und wartungsfrei, Lithium-Ionen
Ladegerät (Eingang)	90-240 V; AC
Ladegerät (Ausgang)	45 V; DC
Betriebsspannung	36 V
Geschwindigkeit	1-5,5 km/h (frei wählbar)
Steig- und Bremsfähigkeit	Max. 18%
Reichweite	bis zu 20 km
max. zulässiges Gesamtgewicht	210 kg
Gewicht der Einzelteile:	
Antriebseinheit	10,3 kg
Akku-Pack	2,4 kg
Bediengerät	0,6 kg
Gesamtgewicht	13,3 kg
Max. Personengewicht	160 kg




Einmal am Rollstuhl angebracht, unterstützt Sie das Viamobil vielseitig und flexibel in Ihrer Mobilität:

- Steigungen und Gefälle von bis zu 18% können ohne jeden Kraftaufwand für die Begleitperson bewältigt werden
- Der kompakte Akku-Pack ermöglicht einen Aktionsradius von bis zu 20 km
- Der Motor bewegt den Rollstuhl und bremst ihn auch ab

Alber
Mobilitätshilfen

Zusatzantrieb



E-Motion M25
Restkraftunterstützender Motor
HMV 18.99.08.1019
Art.-Nr.: H+A 1592521



Technische Daten	
Akkus	36,5 V, 2 mal 4,3 Ah, Lithium-Ionen, auslaufsicher und wartungsfrei
Geschwindigkeit	Unterstützung 0 - 8,5 km/h
Max. zulässiges Gesamtgewicht	190 kg
max. Personengewicht	150 kg
Gewicht Antriebsrad (inkl. Akku)	7,8 kg
Gesamtgewicht	15,6 kg



E-Motion verbindet aktive Mobilität mit therapeutischem Nutzen. Auch Rollstuhlfahrer mit eingeschränkter Kraft können sich dank E-Motion wieder selbstständig fortbewegen.

Der Anwender bleibt in Bewegung und trainiert seine Vitalfunktionen. Muskeln und Gelenke werden entlastet. Es reicht sehr wenig Kraft aus, um sich selbstständig fortzubewegen und den Aktionsradius zu vergrößern. E-Motion fördert somit die Unabhängigkeit des Rollstuhlfahrers.

Zusatzantrieb



Scalamobil S35
Treppensteighilfe
HMV 18.65.01.1026
Art.-Nr.: H+A 1520415




Technische Daten	
Akku-Pack	2 x 12 V; 3,4 Ah
Steiggeschwindigkeit	6-19 Stufen/min
Reichweite	Bis zu 300 Stufen
max. zulässiges Gesamtgewicht	180 kg
Max. zulässiges Personengewicht	140 kg
Gewicht und Maße der Einzelteile:	
Griffeinheit	4,9 kg
Steigeinheit	17,9 kg (ohne Akku-Pack)
Akku-Pack	2,7 kg
Gewicht (gesamt)	25,5 kg
Breite (gesamt)	43-52 cm
Höhe (gesamt)	120-160 cm



Zwei elektrisch angetriebene Radpaare übersteigen kontinuierlich eine Treppenstufe nach der anderen - aufwärts oder abwärts. Dafür sorgt ein sanfter und zuverlässiger, von Alber patentierter, Steigmechanismus. Treppab stoppen vier Sicherheitsbremsen das Scalamobil automatisch vor jeder Stufenkante. Die Begleitperson wählt die Steigrichtung und Geschwindigkeit aus. Während des Steigvorgangs muss sie den Treppensteiger nur in Balance halten.

Alber
Mobilitätshilfen

Weichlagerungsmatratze



Kubivent Conform
HMV 11.29.05.1002
Art.-Nr.: KUB CFM103



Eine Vielzahl von Antidekubitus-Systemen basiert auf dem Wirkprinzip der Vergrößerung der Auflagefläche des Körpers. Dieses wird durch eine optimale Anpassung des Hilfsmittels erreicht. Es gilt: Je besser sich die Hilfsmitteloberfläche an den Patienten anpasst, desto größer wird die Auflagefläche. Der Auflagedruck wird gleichmäßig verteilt. Viele Jahre hat man Patienten sehr weich gelagert. Diese Lagerung wurde auch als Super-Weichlagerung bezeichnet. Studien haben belegt, dass diese Art der Lagerung gewisse unerwünschte Nebenwirkungen, wie z. B. die Verlangsamung der Feinmotorik, mit sich bringt. Insofern sollte bei der Auswahl eines Weichlagerungs-Systems darauf geachtet werden, dass der Patient genügend Halt auf der Matratze findet. Dieses ist bedeutend für die Durchführung selbständiger Bewegungen und für den Erhalt der Körperwahrnehmung.

Sitzen &
Liegen

30

Wechseldruckmatratze

AKS Saniflow III
HMV 11.29.04.0004
Art.-Nr.: AKS 21233



Wechseldruckmatratzen bestehen aus verschiedenen angeordneten Luftkissen, welche abwechselnd mit Luft aufgepumpt werden. Dadurch wird eine mehrfach stündlich wechselnde Druckentlastung geboten. Wechseldruck-Systeme sind über viele Jahre uneingeschränkt zum Einsatz gekommen.

Doch kann der Einsatz von Wechseldruck-Systemen beim Patienten negative Begleiterscheinungen auftreten lassen, bspw. eine Erhöhung des Muskeltonus oder eine hervorgerufene Spastik. Zudem sollten bestimmte Patientengruppen, wie z.B. Schmerzpatienten oder wahrnehmungsgestörte Patienten (Demenz Erkrankte; Schlaganfallpatienten), nicht mit Wechseldruck-Systemen versorgt werden.

Hierbei muss auch auf das Thema Schlaf hingewiesen werden: Ein Wechseldrucksystem beinhaltet immer ein Aggregat, welches Geräusche von sich gibt und den Schlaf massiv stören kann.

Sitzen &
Liegen

Würfelkissen

Kubivent Thera-Cubus
HMV 11.39.01.3010
Art.-Nr.: KUB RZ85-09



Das Rollstuhlkissen verbindet das patientengerechte Sitzen mit einer flexiblen Einstellung auf gefährdete Körperpartien und der Sicherung eines optimalen Mikroklimas.

DUAL-System: Das System besteht aus bis zu 200 in ein flexibles Gitternetz eingehängten Würfeln in zwei unabhängigen Lagen. Durch dieses Prinzip sowie die unterschiedlichen Schaumstoffhärten ist eine individuelle Anpassung an Gewicht und Bedarfssituation des Benutzers möglich.

Modellaufbau:

Einzelne oder mehrere Würfel lassen sich auf der Unterseite an den von Druck- und Schmerzspitzen betroffenen Stellen entnehmen. Eine individuelle, patientengerechte Druckentlastung wird dadurch möglich.

Positionierungskissen



Rhombo-med Rückenstützkissen
HMV 11.11.05.1007
Art.-Nr.: 41934

Rhombo-fill Universalkissen
HMV 11.11.05.1009
Art.-Nr.: 32823



Rhombo-med Rolle
HMV 11.11.05.1005
Art.-Nr.: 46200

Rhombo-med Beinkissen
HMV 11.11.05.0008
Art.-Nr.: 43077



Allgemeine Verkaufsbedingungen

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

- (1) Wir verkaufen und liefern ausschließlich an Unternehmen und Privatpersonen. (§ 310 Abs. 1 BGB).
- (2) Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich für alle Verkaufsgeschäfte zwischen uns und dem Käufer. Abweichende Bedingungen des Käufers, die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind für uns unverbindlich auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Die nachstehenden Verkauf-Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Käufers dessen Bestellungen vorbehaltlos ausführen.
- (3) Die Rechte und Pflichten von Käufer und Verkäufer gelten unabhängig von der Art und Weise der Finanzierung des Kaufpreises, selbst wenn der Verkäufer den Käufer bei der Erlangung der Finanzierung unterstützt oder diese sonst vermittelt hat.
- (4) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen wurden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
- (5) Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Käufer.

§ 2 Vertragsschluss

- (1) Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Insbesondere stellen weder der Verkaufskatalog noch die Einstellung der Waren in unserem Online-Shop ein Angebot zur Eingehung von Kaufverträgen im Rechtssinne dar, sondern sollen es dem Käufer lediglich erleichtern, seinerseits Angebote im Rechtssinne an den Verkäufer abzugeben; alle früheren Auflagen des Kataloges verlieren mit dem Erscheinen des neuen Kataloges ihre Gültigkeit. Der Käufer hält sich für eine Frist von 14 Tagen ab Zugang seines Angebots bei dem Verkäufer an sein Angebot gebunden.

- (2) Der Verkäufer behält sich die vollen und uneingeschränkten Eigentums-, Urheber- und sonstigen Schutzrechte an allen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen oder sonstigen Darstellungen dieses Kataloges, dieses Online-Shops und sonstiger Bestellunterlagen vor; diese dürfen Dritten in keiner Weise zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir haben hierzu zuvor ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§ 3 Preisstellung und Zahlungsbedingungen

- (1) Alle Preisangaben, insbesondere solche im Katalog als auch in unserem Online-Shop, gelten für eine Lieferung ab Herstellerwerk bzw. Lager des Verkäufers und verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Der Käufer trägt zusätzlich die Kosten der Transportverpackung und des Transportes. Nähere Informationen zu den Versandkosten erhalten Sie über den Link „Versandkosten“ in unserem Online-Shop. Wünscht der Käufer ausdrücklich eine Transportversicherung, wird der Verkäufer eine solche auf Kosten des Käufers abschließen. Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen.

- (2) Der Käufer trägt die Mehrwertsteuer in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe am Tag der Ausführung der Lieferung; etwaige nachträgliche gesetzliche Änderungen werden entsprechend der gesetzlichen Regelung nachbelastet oder rückvergütet.
- (3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
- (4) Die Rechnungen sind am zehnten Arbeitstag nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig auf einem Bankkonto des Verkäufers; Schecks, Wechsel werden nur nach ausdrücklicher Zustimmung des Verkäufers entgegengenommen und gelten nur als Zahlung erfüllungshalber.
- (5) Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 3 Monaten die Preise entsprechend den nach diesem Zeitpunkt eingetretenen Kostenänderungen, insbesondere aufgrund von Tarifverträgen oder Materialpreisänderungen unserer Vor-Verkäufer zu erhöhen. In gleicher Weise und im gleichen Umfang sind wir unverzüglich bei Vorliegen von Kostensenkungen verpflichtet, den Preis herabzusetzen. Wir werden eine entsprechende Änderung des Preises mindestens vier Wochen im Voraus schriftlich dem Käufer bekannt geben. Ihm steht dann ein Kündigungs- oder Rücktrittsrecht für den Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Preisänderung zu.

§ 4 Zahlungsverzug, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

- (1) Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen.
- (2) Die Aufrechnung durch den Käufer ist nur zulässig, soweit seine behauptete Gegenforderung unbestritten, rechtskräftig festgestellt, oder ein über diese Forderung geführter gerichtlicher Rechtsstreit entscheidungsfähig ist. Gleiches gilt für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten. Von dem Aufrechnungsverbot sowie dem Verbot der Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten sind die Gegenansprüche des Käufers, die auf der mangelhaften und/oder nicht vollständigen Erbringung unserer jeweiligen vertraglichen Leistungen beruhen, ausgenommen.

§ 5 Lieferzeit

- (1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
- (2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Käufers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
- (3) Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.
- (4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
- (5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Käufer berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

- (6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (7) Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

- (8) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch 15 % des Lieferwertes.
- (9) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Käufers bleiben vorbehalten.

§ 6 Rückgabe/Umtausch

- Bestellte und ordnungsgemäß gelieferte Ware kann nur nach vorheriger Absprache mit dem Verkäufer zurückgegeben werden; ein Recht des Kunden auf Rückgabe oder Umtausch der Ware besteht nicht. Die Ware muss in der unbeschädigten Originalverpackung und in einwandfreiem Zustand sein. Die Rückgabe muss kostenfrei erfolgen. Es fallen stets Bearbeitungskosten an. Steril verpackte Produkte, Sonderanfertigungen und Kühlware sind generell von Rücknahme oder Umtausch ausgeschlossen. Möbel werden auftragsbezogen gefertigt und gelten insofern als Sonderanfertigung.

§ 7 Gewährleistung und Haftung

- (1) Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so gilt § 377 HGB.
- (2) Der Verkäufer leistet für die gelieferten Waren in der Weise Gewähr, dass er diejenigen Waren, die zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs Mängel aufweisen, nach seiner Wahl kostenlos nachbessert oder neu liefert. Dabei gelten in der Regel zwei Nachbesserungsversuche als zumutbar.
- (3) Ist der Verkäufer zur Nachbesserung oder Neulieferung nicht bereit oder nicht in der Lage, verzögert sich die Nachbesserung oder Neulieferung aus Gründen, die der Verkäufer zu vertreten hat, über angemessene Fristen hinaus oder schlägt die Nachbesserung oder Neulieferung aus sonstigen Gründen fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl die Herabsetzung des Preises (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen.
- (4) Hinsichtlich der Beschaffenheit der Ware gilt die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen, Werbung und Abbildungen in Katalogen oder Prospekten stellen daneben grundsätzlich keine vertragsmäßige Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
- (5) Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund - ist ausgeschlossen. Der Verkäufer haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet er nicht für entgangenen Gewinn und sonstige Vermögensschäden des Käufers. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruht oder Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit geltend gemacht werden.

Sie gilt ferner nicht, wenn Schadensersatzansprüche wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft oder aufgrund einer vom Verkäufer, seinen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen erteilten Garantie geltend gemacht werden. Schließlich gilt sie nicht, soweit der Verkäufer, seine Vertreter oder Erfüllungsgehilfen fahrlässig eine Kardinalpflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht verletzen. Kardinalpflichten bzw. vertragswesentliche Pflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Ersatzpflicht des Verkäufers auf den vertragsstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

- (6) Die vorstehenden Regelungen gelten ebenfalls nicht für Schäden, die von der zwingenden Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden.

§ 8 Verjährung

- (1) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. Dies gilt nicht, soweit es sich um den Verkauf einer Sache handelt, die üblicherweise für ein Bauwerk verwendet wird und den jeweiligen Mangel verursacht hat.
- (2) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferverzuges nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

- (1) Der Verkäufer behält sich das Eigentum an den verkauften Sachen bis zum Eingang aller bereits zum Zeitpunkt dieses Vertragsschlusses entstandenen Forderungen, einschließlich aller Forderungen aus Anschlüssen, Nachbestellungen, Ersatzteilbestellungen vor. Der Verkäufer ist bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch den Verkäufer liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Der Verkäufer ist nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

- (2) Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

- (3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit dieser Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den dem Verkäufer entstandenen Ausfall.

- (4) Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt dem Verkäufer jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) seiner Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Verkäufer verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder ZahlungsEinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so kann der Verkäufer verlangen, dass der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die da zugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

- (5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für den Verkäufer vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt dieser das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

- (6) Wird die Kaufsache mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer dem Verkäufer anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den Verkäufer.

- (7) Der Käufer tritt dem Verkäufer auch die Forderung zur Sicherung der Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

- (8) Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert seiner Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem Verkäufer.

§ 10 Datenschutz

Der Käufer ist damit einverstanden, dass persönliche Daten seiner Bestellung elektronisch gespeichert und für die Zwecke der Geschäftsbeziehung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften verarbeitet werden.

§ 11 Gerichtsstand; Rechtswahl

- (1) Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag mit Kaufleuten als Käufer ist der Geschäftssitz des Verkäufers. Der Verkäufer ist auch berechtigt, den Käufer an seinem Wohnsitz oder Geschäftssitz zu verklagen.

- (2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

- (3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Geschäftssitz des Verkäufers Erfüllungsort.

§ 12 Allgemeine Bedingungen für den e-commerce;

Informationen im elektronischen Geschäftsverkehr

- (1) Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine unverbindliche Produktpräsentation dar. Durch Ihre Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages ab. Dies postalisch per E-Mail, per Fax oder über das Bestellformular. Letzteres indem Sie die jeweiligen Artikel in den Warenkorb legen und nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten sowie nach Wahl der Versand- und Zahlungsart abschließend auf den Bestellbutton klicken. Während dieser Bestellung können Sie alle Eingaben laufend korrigieren. Zudem werden Ihre Eingaben vor Abgabe der Bestellung nochmals zusammengefasst und können hiernach bearbeitet/berichtigt werden.

- (2) Den Eingang der Bestellung bestätigen wir Ihnen umgehend per E-Mail. Hierneben nehmen wir Ihr Angebot gegebenenfalls innerhalb der Bindungsfrist von 14 Tagen (vgl. § 2 (1)) ausdrücklich an, wobei dies in aller Regel per E-Mail geschieht.

1. Der Vertragstext/Ihre Bestelldaten wird/werden nach Vertragsschluss von uns gespeichert und kann/ können von Ihnen über Ihr Kundenkonto im Internet jederzeit abgerufen, gespeichert und ausgedruckt werden.

2. Bitte beachten Sie, dass der Vertragsschluss ausschließlich in deutscher Sprache erfolgen kann.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Der vorliegende Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, Vervielfältigung von Text- und Bildmaterial ist ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht gestattet. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verarbeitung, Microverfilmung und Einspeicherung bzw. Verarbeitung in elektronischen Systemen. Jede widerrechtliche Verwendung von Text-, Bild- und Produktmaterial wird umgehend nach Feststellung durch einen Rechtsanwalt abgemahnt und gegebenenfalls mittels einstweiliger Verfügung und Klage verfolgt. Alle hierdurch entstehenden Kosten, wie Anwalts- und Gerichtskosten, sowie Schadensersatz sind vom Verursacher zu tragen.

Wiesbaden, den 01. Januar 2018


Unser Lächeln hilft



Rheinstraße 30-32, 65185 Wiesbaden

Einmal-Artikel, Krankenpflege-Artikel und Reagenzien sind von Rücknahme und Umtausch ausgeschlossen.

