

Wiesenthal

Unser Lächeln hilft



Rheinstraße 30-32, 65185 Wiesbaden
Daimlerring 8A, 65205 WI-Nordenstadt
Telefon 0611 99 00 3-0
Telefax 0611 99 00 3-88

Unsere Rollatoren

Wiesantha

Unser Lächeln hilft



Standard Rollator MIGO

Max. Benutzergewicht	130 kg
Griffhöhe	80-100 cm
Größte Länge	61 cm
Größte Breite	58 cm
Sitzhöhe	60 cm
Gewicht	9,1 kg



99 € inkl. MwSt.

Wiesantha

Unser Lächeln hilft



Leichtgewicht Rollator LR56

Farbe	Silber
Griffhöhe	77-90cm
Max. Benutzergewicht	120 kg
Größte Länge	67 cm
Größte Breite	60 cm
Gewicht mit Rädern und Korb	7,0 kg



159 € inkl. MwSt.

Wiesenthal

Unser Lächeln hilft



Indoor Rollator Roomba

Farbe	weiß
Größte Länge	51,5 cm
Größte Breite	57 cm
Maximale Belastung	100 kg
Griffhöhe	81,4-94,1 cm
Gewicht mit Zubehör	5,6 kg



199 € inkl. MwSt.

Wiesenthal

Unser Lächeln hilft



Leichtgewicht Rollator TAIMA M

Größe	M
Farbe	Braun Metallic
Griffhöhe	79-95 cm
Max. Benutzergewicht	150 kg
Größte Länge	68 cm
Größte Breite	63 cm
Sitzhöhe	59 cm
Durchmesser Vorder-/Hinterrad	20 cm
Gewicht	6,5 kg



229 € inkl. MwSt.

Wiesanthal

Unser Lächeln hilft



INDOOR Rollator Let's go

Max. Benutzergewicht	100 kg
Größte Länge	63 cm
Größte Breite	54 cm
Leergewicht ohne Zubehör	6,5 kg



239 € inkl. MwSt.

Wiesanthal

Unser Lächeln hilft



Rollator Xeon Alu

L

M

Sitzbreite	46 cm	46 cm
Größte Länge	68 cm	68 cm
Größte Breite	62 cm	62 cm
Transportgröße	22 x 68 x 86 cm	22 x 68 x 82 cm
Sitzhöhe	62 cm	55 cm
Gewicht	6,2 kg	6,0 kg
Max. Benutzergewicht	150 kg	150 kg
Farben	Anthrazit, Rot, Blau	Anthrazit, Rot, Blau
Ausstattung	Softbereifung, Tasche mit Magnetverschluss, Rückengurt	Softbereifung, Tasche mit Magnetverschluss, Rückengurt



427 € inkl. MwSt.

Wiesenthal

Unser Lächeln hilft



Carbon Rollator Athlon SL

	L	S
Sitzbreite	46 cm	46 cm
Größte Länge	66 cm	66 cm
Größte Breite	61 cm	61 cm
Griffhöhe der Schiebegriffe	74-102 cm	63-79 cm
Sitzhöhe	62 cm	50 cm
Gewicht	5,3 kg	5,0 kg
Max. Benutzergewicht	150 kg	150 kg
Farben	Carbonschwarz, Mattgrau	Carbonschwarz



489 € inkl. MwSt.

Wiesenthal

Unser Lächeln hilft



Rollator Xeon Carbon

	L	M
Sitzbreite	46 cm	46 cm
Größte Länge	68 cm	68 cm
Größte Breite	62 cm	62 cm
Transportgröße	22 x 68 x 86 cm	22 x 68 x 82 cm
Sitzhöhe	63 cm	54 cm
Gewicht	5,1 kg	5,0 kg
Max. Benutzergewicht	150 kg	150 kg
Farbe	Carbon schwarz, Carbon grün, Carbon rot	Carbon schwarz, Carbon grün, Carbon rot
Ausstattung	Softbereifung, Tasche mit Magnetverschluss	Softbereifung, Tasche mit Magnetverschluss



549 € inkl. MwSt.

Wiesenthal

Unser Lächeln hilft



Leichtgewicht Rollator CARBON

M **S**

Sitzbreite	45 cm	45 cm
Größte Länge	70 cm	70 cm
Größte Breite	59,5 cm	59,5 cm
Griffhöhe der Schiebegriffe	87,5-96,5 cm	83-91,5 cm
Sitzhöhe	60 cm	52 cm
Gewicht	5,8 kg	5,7 kg
Max. Benutzergewicht	136 kg	136 kg
Farben	Graphitgrau, Bordeauxrot	Graphitgrau



639 € inkl. MwSt.

Wiesenthal

Unser Lächeln hilft



Rollator Starlight Plus

L

XL

Sitzbreite	46 cm	46 cm
Größte Länge	72 cm	72 cm
Größte Breite	60 cm	60 cm
Transportgröße	72 x 78 x 23 cm	72 x 78 x 23 cm
Sitzhöhe	63 cm	67 cm
Gewicht	6 kg	7,05 Kg
Max. Benutzergewicht	150 kg	150 kg
Farbe	Stardust	Stardust
Ausstattung	Softbereifung, Tasche mit Magnetverschluss, Rückengurt	Softbereifung, Tasche mit Magnetverschluss, Rückengurt



Auswahl aus 4 verschiedenen Griffen

699 € inkl. MwSt.